



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)



Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Bariatric Drop End (SM3583-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Regulacja wysokości, oparcia oraz sekcji nóg za pomocą siłowników elektrycznych,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Tapicerka w standardzie z membraną 60 mm z pianki dla dodatkowego komfortu pacjenta,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Stół w standardzie wyposażony jest pilot ręczny,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 180 cm,
  - Szerokość leża 85 cm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 325kg (715 lbs),
  - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
  - Regulacja podnóżka w zakresie od 0 ° do - 85 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 50 cm do 105 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
  - Zdemowalny zagłówek - poduszka (6007),
  - Wieszak na papier (6005),
  - Szynowe barierki boczne - para (6074),
  - Tapicerowane barierki boczne - para (6074P),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania: Raty, Leasing, Pożyczka.



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD (+ZA DOPŁATĄ)

