




## Fotel do pobierania krwi Phlebotomy Couches (SM9556P-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego,
- Regulacja pozycji oparcia i podnóżka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Stół wyposażony w podłokietniki z obu stron oraz uchwyt papieru,
- Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 180 cm,
  - Szerokość leża 65 cm wykonanego z pianki,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
  - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
  - Regulacja podnóżka w zakresie od 0 ° do -85 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 52 cm do 106 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (6007),
  - Pokrywa ochronna podstawy dla krótkiej podstawy (6052)
  - Wysokie krzesło operatora (6101)
  - Deluxe krzesło siodło z nachyleniem (6107)
  - Taboret operatora (6103),
  - Deluxe krzesło siodło z nachyleniem siedziska (6107),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 - miesiące na siłowniki hydrauliczne oraz sprężyny gazowej,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



### TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



