



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl




Fotel do pobierania krwi Phlebotomy Couches (SM9586P-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu, oparcie oraz przechyły regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji podnóżka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Stół wyposażony w podłokietniki z obu stron oraz uchwyt papieru,
- Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Stół ma możliwość ustawienia Pozycja Trendelenburga,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Stół w standardzie wyposażony jest pilot ręczny,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 180 cm,
 - Szerokość leża 65 cm wykonanego z pianki,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
 - Regulacja podnóżka w zakresie od 0 ° do -85 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 52 cm do 106 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Pokrywa ochronna podstawy dla krótkiej podstawy (6052)
 - Zapasowa bateria (6057),
 - Wysokie krzesło operatora (6101)
 - Deluxe krzesło siodło z nachyleniem (6107)
 - Taboret operatora (6103),
 - Deluxe krzesło siodło z nachyleniem siedziska (6107),
 - Potrójny przełącznik nożny (6209)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 - miesiące na siłowniki elektrycznych oraz sprężyny gazowe,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



Model 6101



TAPICERKI STANDARD [W CENIE]

