



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel ginekologiczny Medicare Gynaecology Couches (SM8573-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość fotela regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia i sekcji nóg za pomocą siłowników elektrycznych,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Siedzisko fotela z wycięciem w kształcie półksiężyca,
- W standardzie wieszak na papier (6005), regulowane podkolanniki oraz taca,
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w fotelu firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża fotela: 147 cm (bez segmentu nożnego),
  - Szerokość leża 65 cm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240 kg (528lbs),
  - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
  - Zakres regulacji wysokości fotela od 52 cm do 106 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Zdemowalny zagłówek - Poduszka (6007),
  - Dodatkowe wymienne rozszerzenie sekcji nóg (6043),
  - Dodatkowe składane rozszerzenie sekcji nóg (6051),
  - Pokrywa ochronna podstawy dla krótkiej podstawy (6052),
  - Zapasowa bateria (6057),
  - Standardowe krzesło operatora (6100),
  - Podwójny przełącznik nożny (6207)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



Model 6100



Model 6051



Model 6043



Height range 52cm to 106cm

