



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Fotel ginekologiczny Medicare GP Gynaecology Couches (SM8543D-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)


- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość, przechyły oraz sekcja oparcia fotela regulowana za pomocą siłowników elektrycznego,
- Regulacja pozycji sekcji nóg ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siedzisko fotela z wycięciem w kształcie półksiężyca,
- W standardzie otwór na twarz (6004), wieszak na papier (6005), metalowe strzemiona do zabiegów ginekologicznych (6045), taca ze stali nierdzewnej, pokrywa ochronna podstawy dla długiej podstawy (6053), zdejmowalny zagłówek - poduszka (6007) oraz standardowe krzesło operatora (6100),
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w fotelu firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża fotela: 196 cm,
  - Szerokość leża 70 cm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240 kg (528lbs),
  - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
  - Sekcja głowy regulowana w zakresie -25 ° do 50 °,
  - Zakres regulacji wysokości fotela od 50 cm do 103 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Podnóżki do zabiegów ginekologicznych (6045),
  - Pokrywa ochronna podstawy dla długiej podstawy (6053),
  - Zapasowa bateria (6057),
  - Potrójny przełącznik nożny (6209),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



Model 6045



TAPICERKI STANDARD +[ZA DOPŁATK]



Height range 50cm to 103cm



TAPICERKI STANDARD [W CENIE ]

