



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół rehabilitacyjny Therapy 3 Section (ST3568-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)


- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia i sekcji głowy ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie wyposażony w pilot ręczny oraz otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 188 cm,
  - Szerokość leża 65 cm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 240 kg (528 lbs)
  - Regulacja sekcji głowy w zakresie od -25 ° do 40 °,
  - Regulacja sekcji oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 45 cm do 98 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Elektryczny obwód nożny (EPFS) (ST6001),
  - Szynowe barierki boczne - para (ST6002),
  - Tapicerowane barierki boczne - para (ST6002P),
  - Wieszak na papier (ST6005),
  - Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (ST6006),
  - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (ST6007),
  - Pojedynczy przełącznik nożny (ST6200),
  - Podwójny przełącznik nożny (ST6239),
  - Dopasowane krzesło lub taboret operatora,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD (ZA DOPŁATĄ)



Height Range 45cm - 98cm

