



## Stół rehabilitacyjny Therapy 3 Section (ST3559-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego,
- Regulacja pozycji oparcia i sekcji głowy ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie wyposażony w otwór na twarz z zatyczką w podgłówku oraz podłokietniki w sekcji głowy
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 188 cm,
  - Szerokość leża 65 cm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 240 kg (528 lbs)
  - Regulacja sekcji głowy w zakresie od -25 ° do 40 °,
  - Regulacja sekcji oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 45 cm do 98 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Szynowe barierki boczne - para (ST6002),
  - Tapicerowane barierki boczne - para (ST6002P),
  - Wieszak na papier (ST6005),
  - Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (ST6006),
  - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (ST6007),
  - Dopasowane krzeselko lub taboret operatora,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



### TAPICERKI STANDARD [W CENIE ]



### TAPICERKI STANDARD +(ZA DOPŁATĄ)

