



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół rehabilitacyjny Therapy 3 Section (ST3569-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia i sekcji głowy ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie wyposażony w pilot ręczny, otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku oraz podłokietniki w sekcji głowy
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 188 cm,
 - Szerokość leża 65 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 240 kg (528 lbs)
 - Regulacja sekcji głowy w zakresie od -25 ° do 40 °,
 - Regulacja sekcji oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 45 cm do 98 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Elektryczny obwód nożny (EPFS) (ST6001),
 - Szynowe barierki boczne - para (ST6002),
 - Tapicerowane barierki boczne - para (ST6002P),
 - Wieszak na papier (ST6005),
 - Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (ST6006),
 - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (ST6007),
 - Pojedynczy przełącznik nożny (ST6200),
 - Podwójny przełącznik nożny (ST6239),
 - Dopasowane krzesło lub taboret operatora,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

