



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)


Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół rehabilitacyjny Deluxe Therapy Drainage (ST3549S-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia i sekcji głowy ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Stół w standardzie wyposażony w otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku, elektryczny obwód nożny (EPFS) (ST6001) podzielny segment oparcia, pozycję Drainage oraz podłokietniki w sekcji głowy,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 195 cm,
  - Szerokość leża 65 cm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 240 kg (528 lbs)
  - Regulacja sekcji głowy w zakresie od - 25 ° do 40 °,
  - Regulacja sekcji oparcia w zakresie od 0 ° do 90 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 99 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Wieszak na papier (ST6005),
  - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (ST6007),
  - Pokrywa ochronna podstawy stołu (ST6053)
  - Dopasowane krzesło lub taboret operatora,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD [W CENIE ]



TAPICERKI STANDARD - [ZA DOPŁATĄ]

