




## **Stół rehabilitacyjny Deluxe Therapy Non - Drainage (ST3349-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia i sekcji głowy ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Stół w standardzie wyposażony w otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku, elektryczny obwód nożny (EPFS) (ST6001) oraz podłokietniki w sekcji głowy,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 195 cm,
  - Szerokość leża 65 cm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 240 kg (528 lbs)
  - Regulacja sekcji głowy w zakresie od - 25 ° do 40 °,
  - Regulacja sekcji oparcia w zakresie od 0 ° do 90 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 99 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Wieszak na papier (ST6005),
  - Zdemowalny zagłówek - Poduszka (ST6007),
  - Pokrywa ochronna podstawy stołu (ST6053)
  - Dopasowane krzesło lub taboret operatora,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



### **TAPICERKI STANDARD (W CENIE)**



### **TAPICERKI STANDARD + (ZA DOPŁATĄ)**

