



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl



Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół trakcyjny Therapy Traction Couches and Packages (ST6567-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia i sekcji głowy ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Stół w standardzie wyposażony w otwór na twarz z zatyczką w podgłówku oraz pilot ręczny,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 188 cm,
 - Szerokość leża 70 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 240 kg (528 lbs)
 - Regulacja sekcji głowy w zakresie od -25 ° do 70 °,
 - Regulacja sekcji oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 50 cm do 101 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Szelki trakcji miednicy (ST6046),
 - Uprząż trakcji piersiowej (ST6047),
 - Pasy kotwiące do uprząży trakcji piersiowej (ST6048)
 - Wisząca uprząż trakcji głowy i szyi (ST6049),
 - Poduszka szyjna (ST6067),
 - Stolik podstawa do Fleksji (ST6069),
 - Trawersy (ST6070),
 - Ramię do akcesoriów szyjnych (ST6071),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD + [ZA DOPŁATĄ]

