




Stół rehabilitacyjny Therapy Bobath Couches (ST4562-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie posiada pilot ręczny,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 200 cm,
 - Szerokość leża 105 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 250 kg (550 lbs)
 - Regulacja sekcji oparcia w zakresie od 0 ° do 75 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 100 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Elektryczny obwód nożny (EPFS) (ST6001),
 - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (ST6004),
 - Szybowe barierki boczne - para (ST6074),
 - Tapicerowane barierki boczne - para (ST6074P)
 - Pojedynczy przełącznik nożny (ST6200),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD [W CENIE]



TAPICERKI STANDARD + (ZA DOPŁATĄ)

