




## Stół rehabilitacyjny Therapy Bobath Couches (ST4542-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu oraz oparcia regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie posiada pilot ręczny,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 200 cm,
  - Szerokość leża 105 cm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 250 kg (550 lbs)
  - Regulacja sekcji oparcia w zakresie od 0 ° do 75 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 100 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Elektryczny obwód nożny (EPFS) (ST6001),
  - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówku (ST6004),
  - Szynowe barierki boczne - para (ST6074),
  - Tapicerowane barierki boczne - para (ST6074P)
  - Pojedynczy przełącznik nożny (ST6200),
  - Podwójny przełącznik nożny (ST6239),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD [W CENIE ]



TAPICERKI STANDARD + (ZA DOPŁATĄ)

