




Stół rehabilitacyjny Therapy Deluxe Bobath Couches (ST4642W-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu oraz oparcia regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Stół wyposażony w duże koła mobilne (centralny zamek z funkcją kierownicy) (LMWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie posiada pilot ręczny,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 200 cm,
 - Szerokość leża 125 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 325 kg (715 lbs)
 - Regulacja sekcji oparcia w zakresie od 0 ° do 75 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 100 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Wsparcie kończyn dolnych pacjenta (ST6012),
 - Uchwyt pierścieniowy w części nożnej stołu - para (ST6013),
 - Uchwyt do mocowania akcesoriów do stołu - para (ST6014),
 - Pootrzymywanie bateryjne do Deluxe Bobath (ST6057),
 - Mocowanie Euro szyny do stołu (wymagany jeden na stronie) (ST6073),
 - Szynowe barierki boczne - para (ST6074),
 - Tapicerowane barierki boczne - para (ST6074P)
 - Pojedynczy przełącznik nożny (ST6200),
 - Podwójny przełącznik nożny (ST6239),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD (ZA DOPŁATĄ)

