



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół pionizujący Therapy Tilt Table (ST7641DL-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu oraz przechył regulowany za pomocą siłownika elektrycznego,
- Stół wyposażony w duże koła mobilne (centralny zamek z funkcją kierownicy) (LMWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie wyposażony w pilot ręczny, pochylomierz, uchwyty pacjenta, zestaw uprząży oraz podzielne nogi,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 195 cm,
 - Szerokość leża 70 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 225 kg (495 lbs)
 - Regulacja kąta nachylenia od poziomu do 90 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 47 cm do 101 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (ST6007),
 - Pootrzymywanie bateryjne (ST6057),
 - Stabilizatory nóg (ST6058),
 - Regulowana głowica podparcia (ST6059),
 - Dziecięca płyta nożna (ST6060),
 - Uprząże zestaw (ST6063),
 - Indywidualne szelki kolana (ST6064),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



