



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół rehabilitacyjny Therapy Hygeine Table (ST1661B-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Stół wyposażony w duże koła mobilne (centralny zamek z funkcją kierownicy) (LMWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 152 cm,
  - Szerokość leża 65 cm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 240 kg (528 lbs)
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 98 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Szynowe barierki boczne - para (ST6002),
  - Tapicerowane barierki boczne - para (ST6002P),
  - Wieszak na papier (ST6005),
  - Pokrowiec z otworem do oddychania (ST6010),
  - Pokrowiec bez otworu do oddychania (ST6011),
  - Zdemontowalny zagłówek - Poduszka (ST6007),
  - Pokrywa ochronna podstawy stołu (ST6053),
  - Pojedynczy przełącznik nożny (ST6200),
  - Podwójny przełącznik nożny (ST6239),
  - Dopasowane krzeselko lub taboret operatora,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

