



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczny - zabiegowy Sterling Chaining Short Table (SX1047-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Stół wyposażony w duże indywidualnie hamowane koła (100 mm) (LIBC),
- Stół w standardzie został wyposażony w szynowe barierki boczne oraz pilot ręczny,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 152 cm,
 - Szerokość leża 63 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 200 kg (440 lbs),
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 99 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Tapicerowane barierki boczne - para (6003P),
 - Wieszak na papier (6005),
 - Pojedynczy przełącznik nożny (6200),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

