



Stół diagnostyczny - zabiegowy Sterling 3 Section Couch (SX3008-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia oraz sekcji nóg ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Stół wyposażony w duże indywidualnie hamowane koła (100 mm) (LIBC),
- Stół w standardzie został wyposażony w pilot ręczny,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 188 cm,
 - Szerokość leża 63 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 200 kg (440lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 85 °,
 - Regulacja sekcji nóg (głowy) w zakresie od - 20 ° do 40 °
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 99 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Szynowe barierki boczne - para (6003),
 - Tapicerowane barierki boczne - para (6003P),
 - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
 - Wieszak na papier (6005),
 - Zdemontowalny zagłówek - poduszka (6007),
 - Pojedynczy przełącznik nożny (6200),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

