



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)


Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół rehabilitacyjny Sterling Chainging Short Table (SX1057-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Stół wyposażony w duże indywidualnie hamowane koła (100 mm) (LIBC),
- Stół w standardzie został wyposażony w szynowe barierki boczne oraz pilot ręczny,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 184 cm,
  - Szerokość leża 63 cm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 200 kg (440 lbs),
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 99 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Tapicerowane barierki boczne – para (6003P),
  - Wieszak na papier (6005),
  - Pojedynczy przełącznik nożny (6200),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



Width  
63cm



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD (ZA DOPŁATĄ)

