




## Stół rehabilitacyjny Sterling 2 Section Couch (SX2007-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Stół wyposażony w duże indywidualnie hamowane koła (100 mm) (LIBC),
- Stół w standardzie został wyposażony w pilot ręczny,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 189 cm,
  - Szerokość leża 63 cm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 200 kg (440lbs),
  - Regulacja oparcia w zakresie od -20 ° do 85 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 99 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Szynowe barierki boczne - para (6003),
  - Tapicerowane barierki boczne - para (6003P),
  - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
  - Wieszak na papier (6005),
  - Zdemowalny zagłówek - poduszka (6007),
  - Pojedynczy przełącznik nożny (6200),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)

