



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Taboret wysoki Dual Curve Medical (MC6169-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Zakres regulacji wysokości 54 - 74 cm,
- Pierścień regulacji wysokości okrągły,
- Taboret wyposażony w okrągłą podstawę pod stopy,
- Taboret posiada pięć podwójnych kółek co zapewnia doskonałą stabilność,
- Udźwig i bezpieczne obciążenie robocze 150kg,
- Gwarancja 5 lat,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD + (ZA DOPŁATĄ)



TAPICERKI STANDARD



TAPICERKI STANDARD

TAPICERKI STANDARD (W CENIE)

