



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Taboret wysoki Round Medical (MC6165-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Zakres regulacji wysokości 54 - 74 cm,
- Pierścień regulacji wysokości okrągły,
- Taboret posiada okrągłe siedzisko oraz pięć podwójnych kółek co zapewnia doskonałą stabilność,
- Taboret wyposażony w okrągłą podstawę pod stopy,
- Udźwig i bezpieczne obciążenie robocze 150kg,
- Gwarancja 5 lat,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD + (ZA DOPŁATĄ)



TAPICERKI STANDARD



TAPICERKI STANDARD

TAPICERKI STANDARD (W CENIE)

