



Taboret Square Medical (MC6166-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Zakres regulacji wysokości 45 - 59 cm,
- Taboret posiada kwadratowe siedzisko oraz pięć podwójnych kółek co zapewnia doskonałą stabilność,
- Udźwig i bezpieczne obciążenie robocze 150kg,
- Gwarancja 5 lat,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

