



## **Taboret Cocyx cut-out Saddle (MC6147-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Zakres regulacji wysokości 45 - 59 cm,
- Taboret posiada wykonaną z aluminium pięcioramienną podstawę oraz pięć podwójnych kółek co zapewnia doskonałą stabilność,
- Udźwig i bezpieczne obciążenie robocze 150kg,
- Gwarancja 5 lat,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD + (ZA DOPŁATĄ)



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)

