



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Taboret Cocyx cut-out Saddle (MC6147-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Zakres regulacji wysokości 45 - 59 cm,
- Taboret posiada wykonaną z aluminium pięcioramienną podstawę oraz pięć podwójnych kółek co zapewnia doskonałą stabilność,
- Udźwig i bezpieczne obciążenie robocze 150kg,
- Gwarancja 5 lat,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD + (ZA DOPLATK.)



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)

