



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Krzeseł General Medical (MC6178-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji angielskiej,
- Taboret posiada okrągłe siedzisko oraz pięć podwójnych kółek co zapewnia doskonałą stabilność,
- Głębokie wyściełane siedzisko z redukcją ciśnienia pianki,
- Nadaje się do długich okresów siedzenia,
- Udźwig i bezpieczne obciążenie robocze 150kg,
- Antybakteryjna i wodoodporna winylowa tapicerka,
- Zakres regulacji wysokości 45 - 59 cm,
- **Dostępne akcesoria (za dopłatą):**
 - Kółka antystatyczne (6178),
 - Centralna blokada kółek (6455),
 - Ręcznie blokowane kółka (6172),
 - Regulowane podłokietniki (6175),
 - Nożna regulacja wysokości (6174),
 - Okrągłą podstawę pod stopy (6176),
- Gwarancja 5 lat,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD + (ZA DOPŁATĄ)

