



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Krzeseł Surgeons & Sonographers (MC6158-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji angielskiej,
- Krzesło posiada pięć podwójnych kótek co zapewnia doskonałą stabilność,
- Ergonomiczne siedzisko,
- Siedzisko i oparcie tapicerowane z obydwu stron,
- Udźwig i bezpieczne obciążenie robocze 150kg,
- Antybakteryjna i wodoodporna winylowa tapicerka,
- Zakres regulacji wysokości 45 - 59 cm,
- **Dostępne akcesoria (za dopłatą):**
  - Kółka antystatyczne (6178),
  - Centralna blokada kótek (6455),
  - Ręcznie blokowane kółka (6172),
  - Stopki dla zwiększenia stabilności (6173),
  - Regulowane podłokietniki (6175),
  - Nożna regulacja wysokości (6174),
  - Okrągłą podstawę pod stopy (6176),
- Gwarancja 5 lat,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD + [ZA DOPŁATĄ]



TAPICERKI STANDARD [W CENIE]

