



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Krzeseł Surgeons & Sonographers (MC6159-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji angielskiej,
- Krzesło posiada pięć podwójnych kótek co zapewnia doskonałą stabilność,
- Ergonomiczne siedzisko,
- Siedzisko i oparcie tapicerowane z obydwu stron,
- Udźwig i bezpieczne obciążenie robocze 150kg,
- Antybakteryjna i wodoodporna winylowa tapicerka,
- Zakres regulacji wysokości 54 - 74 cm,
- Krzesło wyposażony w okrągłą podstawę pod stopy,
- **Dostępne akcesoria (za dopłatą):**
 - Kółka antystatyczne (6178),
 - Centralna blokada kótek (6455),
 - Ręcznie blokowane kółka (6172),
 - Stopki dla zwiększenia stabilności (6173),
 - Regulowane podłokietniki (6175),
 - Nożna regulacja wysokości (6174),
- Gwarancja 5 lat,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD + [ZA DOPŁATĄ]



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)

