



Taboret laboratoryjny Saddle (MC6113-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Taboret posiada pięć podwójnych kótek co zapewnia doskonałą stabilność,
- Przeznaczona do laboratoriów i komór chłodniczych,
- Unikalna konstrukcja poprawia ergonomiczną postawę,
- Udźwig i bezpieczne obciążenie robocze 150kg,
- Zakres regulacji wysokości 41 - 55 cm,
- **Dostępne akcesoria (za dopłatą):**
 - Kółka antystatyczne (6178),
 - Centralna blokada kótek (6455),
 - Ręcznie blokowane kółka (6172),
 - Regulowane podłokietniki (6175),
 - Nożna regulacja wysokości (6174),
 - Okrągłą podstawę pod stopy (6176),
- Gwarancja 5 lat,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

