



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Krzesło laboratoryjne (MC 6114-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji angielskiej,
- Krzesło posiada pięć podwójnych kółek co zapewnia doskonałą stabilność,
- Przeznaczona do laboratoriów i komór chłodniczych,
- Unikalna konstrukcja poprawia ergonomiczną postawę,
- Udźwig i bezpieczne obciążenie robocze 150kg,
- Zakres regulacji wysokości 52 - 72 cm,
- Krzesło wyposażone jest w okrągłą podstawę pod stopy,
- **Dostępne akcesoria (za dopłatą):**
 - Kółka antystatyczne (6178),
 - Centralna blokada kółek (6455),
 - Ręcznie blokowane kółka (6172),
 - Regulowane podłokietniki (6175),
 - Nożna regulacja wysokości (6174),
- Gwarancja 5 lat,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

