



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Taboret laboratoryjny Saddle (MC6116-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Taboret posiada pięć podwójnych kótek co zapewnia doskonałą stabilność,
- Przeznaczona do laboratoriów i komór chłodniczych,
- Unikalna konstrukcja poprawia ergonomiczną postawę,
- Udźwig i bezpieczne obciążenie robocze 150kg,
- Zakres regulacji wysokości 41 - 55 cm,
- Taboret wyposażone jest w okrągłą podstawę pod stopy,
- **Dostępne akcesoria (za dopłatą):**
  - Kółka antystatyczne (6178),
  - Centralna blokada kótek (6455),
  - Ręcznie blokowane kółka (6172),
  - Regulowane podłokietniki (6175),
  - Nożna regulacja wysokości (6174),
- Gwarancja 5 lat,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

