



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Fotel do pobierania krwi (MC6154-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Regulacja wysokości hydraulicznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Regulacja wysokości w zakresie 49cm do 63cm,
- Udźwig i bezpieczne obciążenie robocze 200kg,
- Fotel w standardzie posiada jeden regulowany wielokątowy podłokietnik,
- Fotel posiada pięcioramienną podstawę na stópkach które zapewniają doskonałą stabilność,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD +[DA DOPŁATA]



MC6154  
50cm to 64cm



46cm  
58cm

TAPICERKI STANDARD [W CENIE ]

