



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel do pobierania krwi (MC6154-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Regulacja wysokości hydraulicznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Regulacja wysokości w zakresie 49cm do 63cm,
- Udźwig i bezpieczne obciążenie robocze 200kg,
- Fotel w standardzie posiada jeden regulowany wielokątowy podłokietnik,
- Fotel posiada pięcioramienną podstawę na stópkach które zapewniają doskonałą stabilność,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD +[DA DOPŁATA]



MC6154
50cm to 64cm



TAPICERKI STANDARD [W CENIE]

