



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel okulistyczny pacjenta JORG & SOHN Coburg X-Ray-Lift 4047 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Fotel rentgenowski z 5 ramienną podstawą wykonaną z odlewu aluminiowego,,
- Górna część fotela może być obracana,
- Wysokość jest regulowana ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Fotel wyposażony jest w 5 kółek blokujących się pod ciężarem,
- Elementy metalowe malowane proszkowo (srebrny i czarny),
- Nowoczesna rama fotela w kolorze antracytowym,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Opcje regulacji:
 - Skok: 20 cm,
 - Wysokość siedziska: 45 - 65 cm,
 - Zagłówek w pełni regulowany,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
 - Poduszka siedziska wyściełana,
 - Podłokietniki pierścieniowe,
 - Anatomiczny zagłówek, czarny poliuretan,
 - Anatomiczny zagłówek, wyściełany,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

