



## Fotel laryngologiczny pacjenta JORG & SOHN 5104/4 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Fotel uniwersalny pacjenta nadaje się do laryngologii i innych badań lekarskich,
- Wysokość jest regulowana za pomocą podwójnego pilota nożnego,
- Siedzisko jest zamontowane poziomo (lekko pochylone),
- Regulowana wysokość siedziska w zakresie od 51 do 71 cm,
- Oparcie jest regulowane z pozycji pionowej do poziomej o 95°, za pomocą sprężyny gazowej,
- Fotel po rozłożeniu podnóżka może być wykorzystywany jako stół zabiegowy,
- Dwa wygodne, wyściełane podłokietniki można złożyć do tyłu lub przodu,
- Zdemontowalny regulowany zagłówek, po odkręceniu śruby można dodatkowo regulować nachylenie do 170°,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Waga fotela około 80 kg,
- Elementy metalowe fotela malowane RAL 9002,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Wyłącznik nożny z pozycją wyjściową,
  - Zagłówek z podwójnym łączeniem,
  - Zagłówek,
  - Podnóżek,
  - ENT-zagłówek przechyłany,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

