



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel laryngologiczny pacjenta JORG & SOHN 5106 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Fotel uniwersalny pacjenta nadaje się do laryngologii i innych badań lekarskich,
- Siedzisko jest zamontowane poziomo,
- Regulacja wysokości za pomocą pilota nożnego,
- Oparcie jest regulowane z pozycji pionowej do poziomej o 95°, za pomocą sprężyny gazowej,
- Dwa podłokietniki można złożyć do tyłu lub przodu,
- Zdemontowalny regulowany zagłówek,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Elementy metalowe fotela malowane RAL 9002,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
 - Wyłącznik nożny z pozycją wyjściową,
 - Zagłówek z podwójnym łączeniem,
 - Zagłówek,
 - ENT-zagłówek przechyłany,
- Waga fotela około 80 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

