



## Fotel laryngologiczny pacjenta JORG & SOHN Coburg Ray-O-Seat 4045 U (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Zaletą jest bardzo duża płyta podstawy fotela, co zapewnia doskonałą stabilność,
- Standardowa wersja z 4 stałymi rolkami (ruch w jednym kierunku bez hamulca),
- Fotel dostępny z nóżkami zamiast rolek w razie potrzeby,
- Siedzisko fotela plastikowe w kolorze antracytowym,
- Elementy metalowe malowane proszkowo (srebrny i czarny),
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Opcje regulacji:
  - Podnoszenie 19 cm,
  - Wysokość siedziska 40 - 59 cm,
  - Górna część może być obracana o 360 °, z możliwością blokady,
  - Opcjonalnie zagłówek w pełni regulowany,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Poduszka siedziska wyściełana,
  - Podłokietniki pierścieniowe,
  - Anatomiczny zagłówek, czarny poliuretan,
  - Anatomiczny zagłówek, wyściełany,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

