



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel Pacjenta JORG & SOHN Coburg Ray-O-Seat 4046 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Regulacja wysokości poprzez pedał nożny,
- Zaletą jest bardzo duża płyta podstawy fotela, co zapewnia doskonałą stabilność,
- 4 małe kółka plastikowe (na życzenie),
- Siedzisko fotela plastikowe w kolorze antracytowym,
- Elementy metalowe malowane w kolorze RAL 9002 i RAL 9005,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Opcje regulacji:
 - Skok: 20 cm,
 - Wysokość siedziska: 51 - 71 cm,
 - Zagłówek w pełni regulowany (za dodatkową dopłatą),
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
 - Poduszka siedziska wyściełana,
 - Urządzenie obrotowe,
 - Podłokietniki pierścieniowe,
 - Podnóżek,
 - Anatomiczny zagłówek, czarny poliuretan,
 - Anatomiczny zagłówek, wyściełany,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

