



## **Fotel naścienny rentgenowski JORG & SOHN Coburg RoWa 4055 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Krzesło o stabilnej podstawie,
- Anatomiczne wyściełane siedzisko i oparcie,
- Plastikowa osłona na siedzisko,
- Fotel można złożyć i zostaje automatycznie zablokowany w pozycji siedzącej lub leżącej,
- Zintegrowany profil szyny oparcia umożliwia precyzyjne ustawienie podglówka,
- Elementy metalowe lakierowane proszkowo RAL 9002,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Zagłówek w kształcie klina,
  - Zagłówek w kształcie litery U z samoblokującym suwakiem na szynie profilowej (obsługa jedną ręką),
  - Ekran ochrony X-ray montowany do ściany,
  - Poduszka siedziska dla dzieci,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

