



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel naścienny rentgenowski JORG & SOHN Coburg RoWa 4050 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Naścienne rentgenowskie krzesło jest bardzo praktyczne i zajmuje bardzo mało miejsca,
- Krzesło o stabilnej podstawie dzięki zamontowaniu do podłogi,
- Anatomiczne wyściełane siedzisko i oparcie,
- Fotel można złożyć i zostaje automatycznie zablokowany w pozycji siedzącej lub leżącej,
- Elementy metalowe lakierowane proszkowo RAL 9002
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
 - Zagłówek w kształcie klina,
 - Zagłówek w kształcie litery U z samoblokującym suwakiem na szynie profilowej (obsługa jedną ręką),
 - Ekran ochrony X-ray montowany do ściany,
 - Poduszka siedziska dla dzieci,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

