



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Taboret medyczny JORG & SOHN Coburg Dentalift 1401 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Taboret dentystyczny operatora (zgodnie z normą DIN EN ISO 7493),
- Stabilność taboretu zapewnia 5 kółek bliźniaczych oraz szeroki pierścień podstawy,
- Siedzisko okrągłe Ø 35cm z wygodną tapicerką,
- Tapicerowane małe oparcie,
- Regulacja wysokości taboretu całkowicie sterowana ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wszystkie elementy metalowe lakierowane proszkowo RAL 9002 (inne kolory na życzenie),
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Taboret występuje w wersji niskiej: 43-57 cm,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
 - Tapicerka ze specjalnymi kolorami,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

