



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Taboret medyczny JORG & SOHN Coburg Dentalift 2401 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Taboret dentystyczny operatora (zgodnie z normą DIN EN ISO 7493),
- Stabilność taboretu zapewnia 5 kótek bliźniaczych oraz szeroki pierścień podstawy,
- Siedzisko okrągłe Ø 38 cm z wygodną tapicerką,
- Tapicerowane małe oparcie,
- Regulacja wysokości taboretu za pomocą sprężyny gazowej i tarczy sterownika nożnego,
- Wszystkie elementy metalowe lakierowane proszkowo RAL 9002 (inne kolory na życzenie),
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Taboret występuje w wersji wysokiej: 49-69 cm,,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Tapicerka ze specjalnymi kolorami,
  - Oparcie model 1,
  - Oparcie model 3,
  - Oparcie model 4,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

