



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Taboret medyczny JORG & SOHN Coburg Dentalift 1415 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Taboret dentystyczny operatora (zgodnie z normą DIN EN ISO 7493),
- Stabilność taboretu zapewnia 5 kółek bliźniaczych oraz szeroki pierścień podstawy,
- Anatomicznie wyprofilowane siedzisko i tapicerowane oparcie,
- Regulacja wysokości taboretu całkowicie sterowana ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wszystkie elementy metalowe lakierowane proszkowo RAL 9002 (inne kolory na życzenie),
- Regulacja wysokości oparcia 7,5 cm,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Taboret występuje w dwóch wersjach:
  - Wersja niska: 43 - 57 cm,
  - Wersja wysoka: 49 - 69 cm,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Tapicerka ze specjalnymi kolorami,
  - Podłokietnik lewy,
  - Podłokietnik prawy,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

