



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Taboret medyczny JORG & SOHN Coburg Dentalift 22015 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Taboret dentystyczny operatora (zgodnie z normą DIN EN ISO 7493),
- Stabilność taboretu zapewnia podstawa z 5 kółkami bliźniaczymi oraz chromowany pierścień podstawy,
- Anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie regulowane za pomocą dźwigni,
- Regulacja wysokości taboretu za pomocą sprężyny gazowej,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Taboret występuje w wersji niskiej : 42-56 cm
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Elementy metalowe malowane białą linią RAL 9002,
  - Wysokości specjalne na życzenie,
  - Podłokietnik z regulowaną wysokością montowany z lewej lub prawej strony taboretu,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

