



Taboret medyczny JORG & SOHN Coburg Dentalift 22001 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Taboret dentystyczny operatora (zgodnie z normą DIN EN ISO 7493),
- Stabilność taboretu zapewnia podstawa z 5 kółkami bliźniaczymi oraz chromowany pierścień podstawy,
- Regulacja wysokości taboretu sterowana za pomocą sprężyny gazowej i tarczy sterownika nożnego,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Siedzisko okrągłe Ø 38 cm z wygodną tapicerką,
- Taboret występuje w wersji wysokiej: 49-68 cm,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
 - Oparcie model 1,
 - Oparcie model 2,
 - Oparcie model 3,
 - Oparcie model 4,
 - Formowane siedzisko 1103,
 - Siedzisko okrągłe Ø 35 cm z wygodną tapicerką,
 - Podłokietnik z regulowaną wysokością montowany z lewej lub prawej strony taboretu,
 - Elementy metalowe malowane białą linią RAL 9002,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

