



## Taboret medyczny JORG & SOHN Coburg Dentalift 22001 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Taboret dentystyczny operatora (zgodnie z normą DIN EN ISO 7493),
- Stabilność taboretu zapewnia podstawa z 5 kółkami bliźniaczymi oraz chromowany pierścień podstawy,
- Regulacja wysokości taboretu sterowana za pomocą sprężyny gazowej i tarczy sterownika nożnego,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Siedzisko okrągłe Ø 38 cm z wygodną tapicerką,
- Taboret występuje w wersji wysokiej: 49-68 cm,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Oparcie model 1,
  - Oparcie model 2,
  - Oparcie model 3,
  - Oparcie model 4,
  - Formowane siedzisko 1103,
  - Siedzisko okrągłe Ø 35 cm z wygodną tapicerką,
  - Podłokietnik z regulowaną wysokością montowany z lewej lub prawej strony taboretu,
  - Elementy metalowe malowane białą linią RAL 9002,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

