



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Taboret medyczny JORG & SOHN Coburg Dentalift 11005 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Taboret dentystyczny operatora (zgodnie z normą DIN EN ISO 7493),
- Stabilność taboretu zapewnia podstawa ze stali nierdzewnej z 5 kółkami bliźniaczymi,
- Taboret dostępny tylko z okrągłym siedziskiem Airflow o średnicy Ø35cm i oparciem model 3,
- Regulacja wysokości taboretu całkowicie sterowana ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Wysokość siedziska: 56 - 75 cm,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Dodatkowe kolory tapicerki,
  - Elementy metalowe malowane białą linią RAL 9002,
  - Kółka do miękkich podłóg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

