



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Taboret medyczny JORG & SOHN Coburg Dentalift 22006 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Taboret dentystyczny operatora (zgodnie z normą DIN EN ISO 7493),
- Stabilność taboretu zapewnia podstawa ze stali nierdzewnej z 5 kółkami bliźniaczymi oraz metalowy pierścień podstawy,
- Standardowe siedzisko Airflow o średnicy Ø35cm,
- Regulacja wysokości taboretu sterowana za pomocą sprężyny gazowej i tarczy sterownika nożnego,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Taboret występuje w wersji wysokiej: 46-65 cm,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
 - Dodatkowe kolory tapicerki,
 - Oparcie model 1,
 - Oparcie model 2,
 - Oparcie model 3,
 - Oparcie model 4,
 - Formowane siedzisko 1103,
 - Okrągłe siedzisko Ø38cm,
 - Elementy metalowe malowane białą linią RAL 9002,
 - Podłokietnik z regulowaną wysokością montowany z lewej lub prawej strony taboretu,
 - Kółka do miękkich podłóg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

