



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Taboret medyczny JORG & SOHN Coburg Laborlift 532 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Wygodny taboret laboratoryjny,
- Stabilność taboretu zapewnia podstawa aluminiowa z 5 kółkami bliźniaczymi,
- Oparcie regulowane w łatwy sposób pokrętkiem wysokości i głębokości:
  - Wysokość 7 cm,
  - Głębokość 5,5 cm,
- Anatomicznie wyprofilowane siedzisko i tapicerowane oparcie,
- Wysokość siedziska: 44 - 63 cm
- Regulacja wysokości taboretu całkowicie sterowana ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Dodatkowe kolory tapicerki,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

