



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Fotel okulistyczny JORG & SOHN Coburg Medicalift 22011 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Wielofunkcyjny stółek odpowiedni dla zabiegów ambulatoryjnych,
- Stabilność fotela zapewnia podstawa ze stali nierdzewnej z 5 kółkami bliźniaczymi do twardych podłóg oraz chromowany pierścień podporowy,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej kontrolowanej za pomocą tarczy na podstawie fotela,
- Wysokość siedziska: 60 - 83 cm,
- Wersja standardowa: czarne siedzisko,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Oparcie model 2,
  - Okrągłe siedzisko Ø35 cm,
  - Okrągłe siedzisko Ø38 cm,
  - Formowane siedzisko 1103,
  - Dodatkowe kolory tapicerki,
  - Podłokietniki 2014,
  - Antystatyczna tapicerka (tylko w połączeniu z okrągłym siedziskiem)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

